

HemoPOC®

System monitorowania PT/INR



Produkt spełniający warunki refundacji NFZ

Natychmiastowy INR, zawsze i wszędzie

Koagulometr HemoPOC, w połączeniu z jednorazowymi paskami testowymi PT/INR zapewnia natychmiastowe wyniki ilościowego badania czasu protrombinowego, umożliwiając pacjentom poddawany doustnej terapii przeciwzakrzepowej warfaryną odczyt wskaźników PT/INR uzyskanych z próbek krwi włośniczkowej pobranej z palca.



HemoPOC[®] dla Pacjentów do samokontroli

- Pacjenci z zastawką serca
- Pacjenci z migotaniem przedsionków
- Pacjenci z zakrzepicą żył głębokich lub zatorowością płucną
- Inni pacjenci z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi

+ **Bezproblemowość.** Koniec z częstymi wizytami w szpitalu w celu monitorowania czasu krzepnięcia.

✗ **Bez bólu.** Koniec z częstymi nakłuciami żył.

+ **Skuteczne monitorowanie.** Pozwala śledzić zmiany stanu pacjenta i daje możliwość upewnienia się, że stężenie leku pozostaje w przedziale terapeutycznym.

+ **Niższe koszty.**

+ **Bezpieczeństwo.** Zmniejsza ryzyko i częstość występowania zdarzeń niepożądanych.

+ **Wygodna samokontrola.** Łatwiejsze monitorowanie skutków jednoczesnego stosowania leków i zmian w diecie.

+ **Spokój ducha.** Dzięki przenośnemu i lekkiemu urządzeniu możesz je mieć pod ręką nawet podczas podróży.







Nie martw się. Mój INR jest w normie.






HemoPOC[®] dla Profesjonalistów

- Gabinety lekarskie i Przychodnie
- Oddziały: Hematologiczne, Kardiologiczne
- Oddziały: Neurologiczne, Chorób Płuc, Reumatologiczne, Neurologiczne, Ortopedyczne i inne

-  **Łatwe pobieranie próbek.** Test wykonywany z krwi z palca, bez konieczności nakłuwania żyły.
-  **Natychmiastowe wyniki.** Wyniki w ciągu jednej minuty, koniec z czekaniem na testy laboratoryjne.
-  **Większa wydajność.** Dzięki HemoPOC lekarze mogą przepisywać leki natychmiast po wykonaniu badania w klinice.
-  **Większa skuteczność.** Promuje lepsze przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i zmniejsza ryzyko zdarzeń zakrzepowo - zatorowych.
-  **Zadowolenie pacjentów.** Zapewnia bezpieczeństwo i komfort.
-  **Lepsza ekonomia opieki zdrowotnej.** Zmniejszanie kosztów medycznych.

HemoPOC[®] Pozwala na szybki odczyt wskaźników PT/INR w ciągu 1,5 min.



HemoPOC[®] Specyfikacja techniczna

Zasada wykrywania	Metoda elektrochemiczna
Zakres pomiarowy	INR: 0.7 ~ 8.0, PT: 7s ~ 80s
Precyzja	CV < 5%
Objętość próbki	>8 μ L krew włośniczkowa
Odtwarzanie danych	300 testów
Zasilanie	Cztery baterie alkaliczne AAA 1,5 V lub prąd zmienny (100-240 VAC 50/60 Hz)
Warunki operacyjne	Temperatura: 10°C - 30°C; Wilgotność: 10% - 90%
Warunki przechowywania	Koagulometr: -25°C +50°C Pasek testowy PT/INR: 2°C ~30°C
Rozmiar	(136×69×35) mm (dł. x szer. x wys.)
Waga	156 g (bez baterii)

Helixgen (Guangzhou) Co., Ltd.

182 Kexue Ave., Innovation Building C2, Unit 901
Huangpu Dist., Guangzhou, China
020-32219938
info@helixgen.com.cn
www.helixgen.com



Infolinia: 801 000 191

info@miniclinic.pl
www.miniclinic.pl



Aleja Stanów Zjednoczonych 61a
04-028 Warszawa
+48 22 673 13 60 | F: +48 22 673 13 54
info@hydrex.pl
www.hydrex.pl